

[Click Here](#)



Agulha de cope

COPE - Aguja reusable para biopsia pleuralPRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:Conjunto compuesto de 5 piezasAguja afilada para penetraciones no traumaticasCanula con gancho distal para la coleccion de muestrasAleacion metalica de larga durabilidad, conserva el instrumento liso y suave al tacto despues de su esterilizacionUso reusable, esterilizable por autoclaveCalidad de fabricacion internacional ISO 13485Diametros 11G, 13GLongitud 3"AGUJA COPE REUSABLE PARA BIOPSIA PLEURAL - Envíos a todo el mundo - Tiempo de entrega aproximado de 1 a 7 días - Servicio express de entrega inmediata - Servicio post-venta garantizado ISO 13485 La información presentada es de carácter general y se proporciona con fines referenciales; es posible que algunas características, medidas y/o accesorios no estén detallados en este sitio web. Póngase en contacto con nosotros para recibir mayor información. Agulha de biópsia pleural COPE, reutilizável, confeccionada em aço inox, foi desenvolvida para a remoção de pequena quantidade de pleura para estudo histopatológico. Medida: 11G x 3" ou equivalente a 80 x 3.0mm. A punção biópsia pleural, é feita com agulha de Cope, sendo feita uma Incisão cutânea de 02mm com lâmina de bisturi 11, a agulha de cope é introduzida na linha axilar média no quinto ou sexto espaço intercostal. Uma cavidade da agulha servirá como guilhotina para a pleura no momento em que a agulha é tracionada para trás. Após realização das biópsias pleurais com agulha de Cope, um curativo oclusivo com pomada, contendo antibiótico (neomicina ou cloranfenicol) deve permanecer por vinte e quatro horas no local da introdução da agulha. A agulha de Cope é utilizada para diagnóstico, principalmente da tuberculose e quando há derrame pleural, o número mínimo de fragmentos necessários para análise por anatomia patológica pode variar, porém os resultados são melhores quando são obtidos entre duas e quatro amostras. Estudos indicam que, para um desempenho diagnóstico adequado no exame histológico, são necessários pelo menos dois fragmentos de pleura. Contra indicações A principal contra indicação para a realização da biópsia de pleura é a presença de distúrbios da coagulação. Pacientes em uso de anticoagulantes ou com tempo de sangramento alterado não devem ser submetidos a este procedimento. Nos casos nos quais a contagem total de plaquetas é inferior a 50.000/mm3, recomenda-se corrigir esta alteração antes de se proceder à biópsia pleural. A Agulha de Biópsia Pleural COPE é reutilizável e feita em aço inox, proporcionando precisão na remoção de amostras da pleura para estudo histopatológico. Agulha de biópsia pleural COPE, reutilizável, confeccionada em aço inox, desenvolvida para remoção de pequena quantidade de pleura para estudo histopatológico. Consiste em cinco peças incluindo: Cânula externa de calibre 11G; Limitador de profundidade; Agulha interna de 13G com estilete; Mandril de 13G com gancho para coleta de amostra. Medida 11G X 03" (80 X 3.0mm) Criação de Sites BH - Digital Pixel (31) 99138-6301 comercial.grupoicd@gmail.com Segunda a Sexta de 08 às 18hrs Consulte os rótulos e as bulas dos produtos quanto a indicações, contraindicações, perigos, advertências, precauções e instruções de uso. Descrição: Pinças rígidas para mediastinoscopia:- Biópsia com aspiração lateral concha 4,0mm x 28cm de comprimento- Biópsia angulada 4,0mm x 28cm de comprimento- Biópsia cauterizante concha 4,0mm x 28cm de comprimento acompanha cabo monopolar de silicone autoclavável- Biópsia reta concha 4,0mm x 28cm de comprimento- Tesoura ponta reta ou curva (direita, esquerda) 28cm ponta 5mm Observações: Confeccionadas em esmerado acabamento, em aço inox. Podem ser feitas com comprimento maior.